



ÚDAJE O PACIENTOVI

ČÍSLO POJIŠTĚNCE		
PŘÍJMENÍ		
JMÉNO		
DATUM NAROZENÍ	. .	
POHLAVÍ	<input type="checkbox"/> MUŽ	<input type="checkbox"/> ŽENA
ADRESA A KONTAKT		

ÚDAJE O LÉKAŘI

RAZÍTKO A PODPIS LÉKAŘE

IČP LÉKAŘE

PRIMÁRNÍ VZOREK


SLINY

DATUM A ČAS PŘIJETÍ LABORATOŘÍ

. . : :

PEPTEST

OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ



Pacient svým podpisem uděluje souhlas společnosti synlab czech s. r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 496 88 804 k tomu, aby nakládala s výsledky laboratorních vyšetření biologických vzorků odebraných pacientovi na základě této žádanky, jejichž druhy jsou vyznačeny na této žádance, tím způsobem, že tyto výsledky zašle registrujícímu poskytovateli ambulanti péče, jehož kontaktní údaje pacient na této žádance uvádí. Svým podpisem pacient dále zproštuje ve smyslu § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách společnost synlab czech s. r. o. jakožto poskytovatele zdravotních služeb v uvedeném rozsahu a za uvedených podmínek povinné mlčenlivosti, když jí uděluje souhlas k tomu, aby uvedeným způsobem sdělila předmětné údaje, které se jakožto poskytovatel zdravotních služeb dozvěděla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

verze: 101_01_072018 © 2018 synlab czech s.r.o.

ZDE NALEPTE ŠTÍTEK

DATUM

PODPIS PACIENTA



První neinvazivní test na refluxní chorobu

PEPTEST je spolehlivý a komfortní test, který se provádí ze slin a zjišťuje, jestli pacient trpí refluxem. Reflux je zpětný tok žaludečních šťáv z žaludku do jícnu. Dochází při něm k dráždění sliznice jícnu, jež může vyvolat až jeho zánět. Enzym pepsin je součástí trávicích šťáv, pokud jej však test odhalí mimo žaludek, jedná se o refluxní chorobu, kterou je třeba léčit.

KOMU JE TEST URČEN?

Peptest je vhodný pro pacienty s dlouhodobě trvajícími obtížemi, jako jsou zahlenění, pálení žáhy, vrácení se žaludečního obsahu do jícnu a úst, pokašlávání, pocit cizího tělesa v krku, bolesti v krku, chronický kašel nebo pocit sevřeného hrdla. Taktéž příznaky jako zadní rýma, přetrvávající nutnost odkašlávání, změny hlasu, obtížné polykání, dýchavičnost, chronická obstrukční plicní nemoc, chrapot, astma, bolesti uší, zánět vedlejších dutin dýchacích cest, spánková apnoe, chrápání či ztráta zubní skloviny mohou ukazovat na onemocnění refluxem.

JAK VYŠETŘENÍ PROBÍHÁ?

Peptest je přesný a bezbolestný test, který provádíme ze slin. Vlastní odběry slin provedete doma. Po provedení odběru je nutné vzorky skladovat v lednici a co nejdříve od odběru je spolu s žádankou, kterou vám vypíše lékař, odevzdat na odběrovém pracovišti. Pokud vyšetření pepsin ve vašich vzorcích prokáže, změněním jeho koncentrace zjistíme závažnost refluxu a výsledek zhodnotíme. Výsledek vyšetření se dozvíte druhý pracovní den. V průběhu léčby je možné kdykoliv test opakovat.

JAKÁ JE CENA VYŠETŘENÍ?

Peptest není hrazen ze zdravotního pojištění a jeho cena pro samoplátce je 949 Kč.

JAK POSTUPOVAT PŘI ODBĚRU VZORKŮ?

Vzorek odeberte ráno bezprostředně po probuzení, a to ještě před jídlem, pitím nebo čištěním zubů. Odběr provádějte ve vzpřímené poloze.

- 1) Odkášejte si.
- 2) Sliny vyplivněte do odběrové zkumavky, ve které je již 0,5 ml reakčního roztoku.
- 3) Tento postup opakujte, dokud nebude v odběrové zkumavce zachycen 1 ml slin. Vzorek by měl sahat přesně po rysku zvýrazněnou na samolepce nalepené na zkumavce.
- 4) Odběrovou zkumavku zašroubujte a protřepejte, aby došlo ke smíchání vzorku slin s činidlem.
- 5) Do doby předání lékařů/odběrové sestře se vzorek musí uchovávat v chladu (2–8 °C). Nemrazit!

UPOZORNĚNÍ

Po dobu 48 hodin před odběrem vzorku se vyvarujte pití zásadité vody, antacid a léků s obsahem alginátu (např. Gaviscon). Půl hodiny před odběrem se vyhněte pití nápojů s obsahem kofeinu, sycených nápojů a kouření.

PRAKTICKÝ TIP

Vyšetření může doporučit váš lékař, který vám vypíše žádanku a poradí s výběrem odběrového pracoviště SYNLAB, kde získáte odběrovou soupravu. Na vybrané odběrové pracoviště raději dopředu zavolejte, abychom pro vás mohli odběrovou soupravu včas připravit.